



Разтвор за пълнене, референтен, 3 М KCl с AgCl, 28 mL

Продукт №:	2841700
BGN Цена:	Свържете се с нас
Налично	

Разтвор за пълнене за референтен елемент на електрод, калиев хлорид (KCl) с наситен AgCl, 3 М, 28 mL бутилка

Спецификации

Formula:	KCl 3M и AgCl насищане
Solution Type:	Повторно пълнене
Обем / опаковка, размер:	28 mL
Описание:	MTC301, PNC301, 5012T
Платформа:	Разтвор