



Стандартен разтвор за флуорид, 1 mg/L, 1 mL

Продукт №: 29153
BGN Цена: Свържете се с нас
Не е показана дата на доставка

Стандартни разтвори за йон-селективен електрод (ISE) за лабораторни анализи

Стандартен разтвор за ISE. Флуорид, 1,00 mg/L $\pm$ 0,02 mg/L F⁻ (NIST). 1 L бутилка

Проследим до референтни материали с NIST стандарт

Съществено важно е винаги да се извършват измервания с резултати, на които можете да се доверите. Качеството на използваните стандартни разтвори е от ключово значение.

Предназначен за използване с портфолиото от измервателни уреди на Hach и с други измервателни уреди.

Основата за прецизни измервания на ISE е добра грижа и калибриране на йон-селективния електрод.

Надеждна опаковка

Предоставя се в херметически затворена опаковка, което гарантира срока на годност.

Спецификации

Package settings:	Бутилка
Концентрация:	1,00 mg/L $\pm$ 0,02 mg/L F ⁻
Обем / опаковка, размер:	1 L
Описание:	Стандартен разтвор за флуорид
Параметър:	Флуорид
Платформа:	Разтвор
Специални бележки:	Наблюдаван срок на годност след отваряне, при спазване на препоръките за съхранение и употреба: 3 месеца
Условия на съхранение:	10 – 25°C (защита от светлина)