



## Cylinder, graduated, double metric, 100 mL

|                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| Продукт №:            | 2928302           |
| BGN Цена:             | Свържете се с нас |
| Доставка до 2 седмици |                   |

These glass pyrex@ graduated cylinders feature two sets of graduations for reading either up or down Calibrated "to deliver"

---

### Спецификации

|                                          |                        |
|------------------------------------------|------------------------|
| Вид:                                     | Една метрична стойност |
| Височина:                                | 254 mm                 |
| Измерване метод:                         | To Deliver             |
| Капацитет:                               | 100 mL                 |
| Материал на тялото (измервателния уред): | Glass                  |
| Обем / опаковка, размер:                 | 1 each                 |
| Сертификати:                             | Class A                |