



Cylinder, graduated, double metric, 250 mL

Продукт №: 2928303
BGN Цена: Свържете се с нас
Не е показана дата на доставка

These glass pyrex graduated cylinders feature two sets of graduations for reading either up or down Calibrated "to deliver"

Спецификации

Вид:	Една метрична стойност
Височина:	340 mm
Измерване метод:	To Deliver
Капацитет:	250 mL
Материал на тялото (измервателния уред):	Glass
Обем / опаковка, размер:	1 each
Сертификати:	Class A