



Разтвор за пълнене, референтен, 2,44 М КСl, 59 mL

Продукт №:	2965026
BGN Цена:	Свържете се с нас
Доставка до 2 седмици	

Разтвор за пълнене за референтен елемент на електрод, калиев хлорид (KCl), 2,44 М, бутилка от 59 mL и капачка за дозиране

Спецификации

Formula:	KCl 2.44M
Solution Type:	Повторно пълнене
Обем / опаковка, размер:	59 mL
Описание:	RHC281
Платформа:	Разтвор