



Стандартен разтвор с природна вода, 3000 ppm общо количество разтворени твърди вещества (TDS), 50 mL

Продукт №: 2974826
BGN Цена: Свържете се с нас
Не е показана дата на доставка

Стандартни разтвори за проводимост за лабораторни и полеви анализи

Стандартен разтвор с природна вода. 40% натриев сулфат/40% натриев бикарбонат/20% натриев хлорид. TDS: 3000 ppm $\pm$ 30 ppm, проводимост: 3960 μ S/cm $\pm$ 39,6 μ S/cm при 25°C. 50 mL бутилка за наливане отгоре.

Проследим до референтни материали с NIST стандарт

Независимо дали сте в лаборатория, или в полеви условия – важно е винаги да извършвате резултати от измерването, на които можете да се доверите. Качеството на използваните стандартни разтвори е от ключово значение.

Предназначен за използване с портфолиото от измервателни уреди на Hach и с други измервателни уреди.

Основата за прецизни измервания на проводимостта е добра грижа и калибриране на клетката за проводимост.

Надеждна опаковка

Предоставя се в херметически затворена опаковка, което гарантира срока на годност.

Спецификации

NIST проследимост:	Да
Package settings:	Бутилка
Концентрация:	3960 μ S/cm при 25°C $\pm$ 39,6 μ S/cm при 25°C
Обем / опаковка, размер:	50 mL
Описание:	TDS/калибриращ разтвор за проводимост
Параметър:	TDS
Платформа:	Разтвор
Специални бележки:	Наблюдаван срок на годност след отваряне, при спазване на препоръките за съхранение и употреба: 3 месеца
Условия на съхранение:	10 – 25°C (защита от светлина)
Формула:	Na ₂ SO ₄ , Na ₂ CO ₃ , NaCl