



## Стандартен разтвор с природна вода, 3000 ppm общо количество разтворени твърди вещества (TDS), 500 mL

Продукт №: 2974849  
BGN Цена: Свържете се с нас  
Не е показана дата на доставка

### Стандартни разтвори за проводимост за лабораторни и полеви анализи

Стандартен разтвор с природна вода. 40% натриев сулфат/40% натриев бикарбонат/20% натриев хлорид. TDS: 3000 ppm  $\pm$ 30 ppm, проводимост: 3960  $\mu$ S/cm  $\pm$ 39,6  $\mu$ S/cm при 25°C. 500 mL бутилка.

#### Проследим до референтни материали с NIST стандарт

Независимо дали сте в лаборатория, или в полеви условия – важно е винаги да извършвате резултати от измерването, на които можете да се доверите. Качеството на използваните стандартни разтвори е от ключово значение.

#### Предназначен за използване с портфолиото от измервателни уреди на Hach и с други измервателни уреди.

Основата за прецизни измервания на проводимостта е добра грижа и калибриране на клетката за проводимост.

#### Надеждна опаковка

Предоставя се в херметически затворена опаковка, което гарантира срока на годност.

### Спецификации

|                          |                                                                                                          |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NIST проследимост:       | Да                                                                                                       |
| Package settings:        | Бутилка                                                                                                  |
| Концентрация:            | 3960 $\mu$ S/cm при 25°C $\pm$ 39,6 $\mu$ S/cm при 25°C                                                  |
| Обем / опаковка, размер: | 500 mL                                                                                                   |
| Описание:                | TDS/калибриращ разтвор за проводимост                                                                    |
| Параметър:               | TDS                                                                                                      |
| Платформа:               | Разтвор                                                                                                  |
| Специални бележки:       | Наблюдаван срок на годност след отваряне, при спазване на препоръките за съхранение и употреба: 3 месеца |
| Условия на съхранение:   | 10 – 25°C (защита от светлина)                                                                           |
| Формула:                 | Na <sub>2</sub> SO <sub>4</sub> , Na <sub>2</sub> CO <sub>3</sub> , NaCl                                 |