



Кутия с комплект MultiTest (147 x 224 x 171 mm), синя, полипропиленова

Продукт №:	4660200
BGN Цена:	Свържете се с нас
Налично	

Издръжлива синя полипропиленова кутия за пренасяне дава възможност за лесно транспортиране на компоненти за полеви тестове.

Вдлъбнатата дръжка в капака осигурява лесно стифиране

Съдържанието се пренася във вертикално положение

Включва вдлъбнати плоски области на панела за обозначаване с етикет

Спецификации

Вид на корпуса:	D
Височина:	5.8 in
Размери (В x Ш x Д):	147 mm x 224 mm x 171 mm