



## MultiTest kit case (218 x 246 x 437 mm), blue polypropylene

Продукт №: 4660700  
BGN Цена: Свържете се с нас  
Не е показана дата на доставка

Durable blue polypropylene carrying case allows easy transport of items for field testing.

**Recessed handle in lid provides easy stacking**

**Contents are carried in upright position**

**Includes recessed flat-panel areas for labeling**

---

### Спецификации

|                      |                          |
|----------------------|--------------------------|
| Вид на корпуса:      | Q                        |
| Височина:            | 8.5 in                   |
| Размери (В x Ш x Д): | 218 мм x 246 мм x 437 мм |