



Разтвор за твърдост, 20 gpg (340 mg/L)/2 mg/L желязо, 500 mL

Продукт №: 47949
BGN Цена: Свържете се с нас
Не е показана дата на доставка

20 gpg (340 mg/L) твърдост, плюс 2 mg/L желязо като Fe (твърда вода).

Спецификации

Концентрация:	20 gpg (340 mg/L)
Описание:	Стандарт за твърдост + разтвор за желязо като CaCO ₃ (NIST)
Платформа:	Разтвор