



Cylinder, graduated, 25 mL +- 0.3 mL, 0.5 mL divisions (white markings)

Продукт №:

50840

BGN Цена:

Свържете се с нас

Доставка до 2 седмици

Calibrated "to deliver" glass cylinder. Single metric scale in durable white markings. Bumper guards included for all sizes ≥ 25 mL.

Спецификации

Вид:	Две метрични стойности
Измерване метод:	To Contain
Капацитет:	25 mL
Материал на тялото (измервателния уред):	Glass
Обем / опаковка, размер:	1 each
Сертификати:	Class B