



Cylinder, graduated, 100 mL $\pm$ 0.6 mL, 1.0 mL divisions (white markings)

Продукт №:

50842

BGN Цена:

Свържете се с нас

Доставка до 2 седмици

Calibrated "to deliver" glass cylinder. Single metric scale in durable white markings. Bumper guards included for all sizes $\geq$ 25 mL.

Спецификации

Вид:	Две метрични стойности
Височина:	255 mm
Измерване метод:	To Deliver
Капацитет:	100 mL
Материал на тялото (измервателния уред):	Glass
Обем / опаковка, размер:	1 each
Сертификати:	Class B