



Cylinder, graduated, 250 mL +/- 1.4 mL, 2.0 mL divisions (white markings)

Продукт №:

50846

BGN Цена:

Свържете се с нас

Не е показана дата на доставка

Calibrated "to deliver" glass cylinder. Single metric scale in durable white markings. Bumper guards included for all sizes $\geq$ 25 mL.

Спецификации

Вид:	Две метрични стойности
Височина:	330 mm
Измерване метод:	To Contain
Капацитет:	250 mL
Материал на тялото (измервателния уред):	Glass
Обем / опаковка, размер:	1 each
Сертификати:	Class B