



CDTA titrant (HexaVer®), 0.02 N, 1 L

Продукт №: 74053
EUR Цена: Свържете се с нас
Не е показана дата на доставка

CDTA Standard Solution, (HexaVer®), 0.020 N (N/50) (0.010 M) For hardness determination by buret titration. 1 liter bottle

Спецификации

Метод, име: CDTA Titration
Платформа: Разтвор

Задължителни аксесоари

- Защитни ръкавици, размер L, сини, нитрил, без пудра, 50 броя (Item SM743L)