



Реактиви Chemkey за монохлорамин (кутия от 25 броя)

Продукт №:	9429400
BGN Цена:	Свържете се с нас
Налично	

Chemkey за монохлорамин, обхват 0,04 – 4,0 mg/L Cl₂. За преносим паралелен анализатор (PPA) SL1000.

Спецификации

Измерване, диапазон:	0,04 - 4,00 mg/L Cl ₂
Обем / опаковка, размер:	кутия/25 бр.
Параметър:	монохлорамин
Платформа:	Chemkeys