



Реактиви Chemkey за свободен амоняк и монохлорамин (кутия от 25 броя)

Продукт №:

9429600

BGN Цена:

Свържете се с нас

Налично

Chemkey за свободен амоняк, 0,05 - 0,5 mg/L, и монохлорамин, 0,04 - 4,00 mg/L. За преносим паралелен анализатор (PPA) SL1000.

Спецификации

Kit Option:	Free Ammonia & Monochloramine
Измерване, диапазон:	0,05 - 0,50 mg/L NH ₃ -N
	0,04 - 4,00 mg/L Cl ₂
Обем / опаковка, размер:	кутия/50 бр.
Параметър:	свободен амоняк
	монохлорамин
Платформа:	Chemkeys