



USB + захранващ модул за 2100Q/2100Q IS & DR 1900

Продукт №: LZV813.99.00001

BGN Цена: Свържете се с нас

Налично

Модулът USB + Power е допълнителен аксесоар за преносими мътномери 2100Q & 2100Q IS, и за преносим спектрофотометър DR 1900. Този модул добавя допълнителна функционалност на инструмента позволявайки на потребителя да:

Прехвърляне на данни към PC в XML формат

Прехвърляне на данни към принтер CITIZEN PD-24 (2960100)

Работете с уреда до чертата на захранване (100-240Vac, 50/60 HZ) и с батерии Charge NiMH (2971304)

Извършване актуализации на фърмуера

Бързо въвеждане на пробата и на потребителското ID с опция баркод скенер (LZV566)

Спецификации

Output Voltage: 9V

Вход, напрежение: 100 - 240 VAC, 50/60 Hz

Гаранция: 24 месеца

Обем на доставката: Включва модул, модул за покритие, захранване с четири приставки адаптери, стандартен кабел за USB с Mini-USB конектор, специален кабел адаптер за USB, и ръководство.