



Стандарт със смесени параметри Addista, NIST, отпадъчни води, нисък обхват

Продукт №:

LCA721

BGN Цена:

Свържете се с нас

Налично

Стандарт за контрол на качеството със смесени параметри за параметри на отпадъчни води, нисък обхват. Компонентите на стандартния разтвор са проследими до SRM от NIST.

Приложим за кюветните тестове

- LCI500 COD (ISO 15705 формула), 0 - 150 mg/L O₂
- APC500 COD (ISO 15705 формула), 0 - 150 mg/L O₂
- APC314, LCK314 COD, 15 - 150 mg/L O₂
- APC304, LCK304 амоний, 0,015 - 2,0 mg/L NH₄-N
- APC138, LCK138 общ азот, 1 - 16 mg/L TN_b
- APC339, LCK339 нитрат, 0,23 - 13,5 mg/L NO₃-N
- APC349, LCK349 фосфат, 0,05 - 1,5 mg/L PO₄-P

Увереност във вашите резултати

Постоянното документиране на мерките за аналитично осигуряване на качеството с използване на системата Addista потвърждава достоверността на резултатите от вашите тестове на водата.

По-малко усложнения

Всеки стандартен разтвор Addista съдържа няколко параметъра. Това намалява значително броя на шишенцата със стандарти с един параметър във вашата лаборатория.

По-малко източници на грешки

Разтворите Addista са лесни за употреба с кюветния тест LCK на Hach. Тъй като няма нужда от разреждане, това намалява времето, прекарано в ръчно опериране, и елиминира допълнителен източник на грешки при анализиране на стандартните разтвори.

Спецификации

Платформа:

LCA

Условия на съхранение:

2 – 8°C (да се съхранява в охладено състояние)