



Be Right™



Кюветен тест за перманганатен индекс 0,5 - 10 mg/L O₂ (CODMn)

Продукт №:

LCK394

BGN Цена:

Свържете се с нас

Налично

Кюветни тестове на Hach: минимални количества реактиви, максимална безопасност.

Предварително дозирани реактиви за максимална безопасност. Лесни за употреба и фотометрична оценка, опаковани в напълно окомплектована кутия. Щадящи околната среда благодарение на по-малкото количество химикали.

Прецизно и надеждно измерени стойности

Максимална безопасност за потребителите благодарение на затворената система и малките количества реактиви

Удобно и безгрешно дозиране на реактивите.

Етикет с баркод за автоматично разпознаване във фотометъра

Спецификации

| | |
|------------------------|--|
| EPA compliant: | не е приложимо |
| Shelf life: | 12 Месеци от датата на производство |
| Standard method: | ISO 8467 |
| Бр. тестове: | 25 |
| Измерване, диапазон: | 0,5 - 10 mg/L O ₂ |
| Инструмент: | DR1900, DR3900, DR6000, DR2800, DR3800, DR5000 |
| Метод, име: | ISO 8467 |
| Описание: | Перманганатен индекс (CODMn) |
| Параметър: | CODMn |
| Платформа: | LCK |
| Условия на съхранение: | 15 - 25 °C (да се пази от светлина) |
| Хидролиза, изисквана: | Да |