



Кюветен тест за определяне на анионни повърхностноактивни вещества 0,1-4,0 mg/L, 25 теста

Продукт №:

LCK432

Опасен

BGN Цена:

Свържете се с нас

Налично



Кюветни тестове на Hach: минимални количества реактиви, максимална безопасност.

Готов за употреба, осигурява максимална безопасност, лесен за работа, фотометрична система за оценка и щадящ околната среда

Прецизно и надеждно измерени стойности

Максимална безопасност за потребителите благодарение на затворената система и малките количества реактиви

Удобно и безгрешно дозиране на реактивите.

Етикет с баркод за автоматично разпознаване във фотометъра

Разграничаване между тестове и обхвати на измерване с помощта на цветно кодиране

Спецификации

EPA compliant:	не е приложимо
Standard method:	ISO 7875-1
Бр. тестове:	25
Измерване, диапазон:	0,1 - 4,0 mg/L
Инструмент:	DR3900, DR6000, DR1900, DR2800, DR3800, DR5000
Метод, име:	Метиленово синьо (МБА, от англ. Methylene Blue)
Описание:	Sodium Dodecylbenzene Sulphonate
Параметър:	Повърхностно активни вещества, анионни
Платформа:	LCK
Условия на съхранение:	15 - 25 °C