



Буферен разтвор за рН, рН 7,00, 500 mL

Продукт №:	2283549.99
BGN Цена:	Свържете се с нас
Налично	

Качествен буферен разтвор , цветово кодиран, жълт, за лесна идентификация. Проследим до NIST. рН е $7,00 \pm 0,02$ при 25°C .

Спецификации

Package settings:	Бутилка
рН стойност (и):	7.00
Кодиран цвят?:	Да
Концентрация:	$7,00 \pm 0,02$ рН
Обем / опаковка, размер:	500 mL
Описание:	Буферен разтвор, (цветово кодиран, жълт) (NIST)
Платформа:	Разтвор