



Нисък Обхват Реактиви Chemkey за Твърдост (кутия от 25 бр.)

Продукт №:

8636400

BGN Цена:

Свържете се с нас

Налично

Нисък Обхват Chemkeys за Твърдост, обхват 3 - 100 mg/L CaCO₃. За SL1000 Преносим Паралелен Анализатор (PPA).

Спецификации

Измерване, диапазон:	3 - 100 mg/L CaCO ₃
Обем / опаковка, размер:	кутия/25 бр.
Параметър:	Твърдост
Платформа:	Chemkeys