



COD TNT, 0 - 15 000 mg/L O₂

Продукт №:

2415951

BGN Цена:

Свържете се с нас

Налично

Опасен



Кюветен тест (Ø 16 mm), окомплектован с всички реактиви, оптимизиран за получаване на надеждни резултати от измерванията и лесна работа. TNT = Test 'N Tube (тест и епруветка)

Продуктите TNT от 16 mm могат да бъдат оценени само на версия DR900. Ако имате въпроси, се свържете с вашия екип по техническа поддръжка.

Спецификации

Бр. тестове:	25 (необходима е 1 кювета за празна проба)
Измерване, диапазон:	200 – 15000 mg/L O ₂
Инструмент:	DR900
Метод, име:	Дихромат
Метод, номер:	8000
Параметър:	ХПК
Платформа:	Test 'N Tube
Специални бележки:	Продуктите TNT от 16 mm могат да бъдат оценени само на версия DR900. Ако имате въпроси, се свържете с вашия екип по техническа поддръжка.
Условия на съхранение:	15 – 25°C (защита от светлина)