



Free Ammonia Chemkey Reagents (box of 25)

Продукт №: 9429500
BGN Цена: Свържете се с нас
Не е показана дата на доставка

Free Ammonia Chemkeys, range 0.05 - 0.5 mg/L $\text{NH}_3\text{-N}$. For SL1000 Portable Parallel Analyser (PPA).

Спецификации

Измерване, диапазон:	0.05 - 0.50 mg/L $\text{NH}_3\text{-N}$
Инструмент:	SL1000 Portable Parallel Analyser
Обем / опаковка, размер:	pk/25
Параметър:	Ammonia, Free
Платформа:	Chemkeys