



## Разтвор за пълнене, референтен, 1 М КНО<sub>3</sub>, 59 mL

|            |                   |
|------------|-------------------|
| Продукт №: | 28564026          |
| BGN Цена:  | Свържете се с нас |
| Налично    |                   |

Разтвор за пълнене за референтен елемент на електрод, калиев нитрат (KNO<sub>3</sub>), 1 М, 59 mL бутилка

---

### Спецификации

|                          |                      |
|--------------------------|----------------------|
| Formula:                 | KNO <sub>3</sub> 1 М |
| Solution Type:           | Повторно пълнене     |
| Какво има в кутията:     | Разтвор, 59 mL       |
| Обем / опаковка, размер: | 59 mL                |
| Описание:                | MTC306               |

---

### Какво има в кутията

Разтвор, 59 mL