



## Ръчна проточна клетка за турбидиметри серия TL23

|                                |                   |
|--------------------------------|-------------------|
| Продукт №:                     | 9657100           |
| BGN Цена:                      | Свържете се с нас |
| Не е показана дата на доставка |                   |

Извършване на измервания без отделни клетки за проби. Използването на проточна клетка:

- Увеличава скоростта на измерване
- Осигурява една и съща клетка за всички измервания, което подобрява повтаряемостта
- Премахва необходимостта от съгласувани клетки за проби
- Свежда до минимум стъклени изделия, които трябва да се купуват, съхраняват и почистват