



Тестови комплект за мангана 0,005 - 0,7 mg/L Mn

Продукт №:

LCW632

Опасен

BGN Цена:

Свържете се с нас

Налично



Не съдържащ цианид реагент за определяне на манган с TMB

Спецификации

Бр. тестове:	50
Измерване, диапазон:	0,005 - 0,7 mg/L Mn
Инструмент:	DR3900, DR6000, DR2800, DR3800, DR5000
Метод, име:	TMB
Параметър:	манган
Платформа:	LCW
Специални бележки:	Необходима е 50 мм правоъгълна кювета LZP341
Условия на съхранение:	4 - 8 °C (да се пази от светлина)