



Приложен пакет за титруване при напитки: рН, обща киселинност в бира, Комбуча, предприятия за бутилиране на безалкохолни напитки/сокове/енергийни напитки, единична 25 mL

Продукт №: AP0025.AT1102

BGN Цена: Свържете се с нас

Доставка до 2 седмици

Приложен пакет за определяне на рН, обща киселинност в бира, Комбуча, безалкохолни напитки/сокове/енергийни напитки. Подходящ за автоматични титратори модели AT1102/AT1112/AT1122/ AT1222 от серията Titralab AT1000.

Спецификации

Syringe:	Single
Вид:	Application Pack
Гаранция:	24 месеца
Какво има в кутията:	Приложният пакет съдържа рН електрод, USB ключ с предварително програмирани приложения, полипропиленови мензури, разбъркващи магнити за магнитна бъркалка, тапи за бутилки, коничен адаптер и една (1) много прецизна стъклена 25 mL спринцовка с пръстен.
	Уредът AT1000 и реактивите се продават отделно.
Параметър:	рН, обща киселинност
Приложение:	Храна и напитки
Съвместими инструменти:	AT1102
	AT1112
	AT1122
	AT1222

Какво има в кутията

Приложният пакет съдържа рН електрод, USB ключ с предварително програмирани приложения, полипропиленови мензури, разбъркващи магнити за магнитна бъркалка, тапи за бутилки, коничен адаптер и една (1) много прецизна стъклена 25 mL спринцовка с пръстен. Уредът AT1000 и реактивите се продават отделно.