




Be Right™



Приложен пакет за титруване при напитки: рН, обща киселинност в безалкохолни напитки/сокове/енергийни напитки, двойни 25 mL

Продукт №: AP0026.AT1222
BGN Цена: Съвръжете се с нас
Доставка до 1 седмица

Приложен пакет за определяне на рН, обща киселинност в безалкохолни напитки/сокове/енергийни напитки. Подходящ за автоматични титратори модел AT1222 от серията Titralab AT1000.

Спецификации

Сyringe:	Double
Вид:	Application Pack
Какво има в кутията:	Приложният пакет съдържа рН електрод, USB ключ с предварително програмирани приложения, полипропиленови мензури, разбъркващи магнити за магнитна бъркалка, тапи за бутилки, коничен адаптер и две (2) много прецизни стъклени 25 mL спринцовки с пръстени.
Параметър:	Уредът AT1000 и реактивите се продават отделно. рН, обща киселинност
Приложение:	Храна и напитки
Съвместими инструменти:	AT1222

Какво има в кутията

Приложният пакет съдържа рН електрод, USB ключ с предварително програмирани приложения, полипропиленови мензури, разбъркващи магнити за магнитна бъркалка, тапи за бутилки, коничен адаптер и две (2) много прецизни стъклени 25 mL спринцовки с пръстени. Уредът AT1000 и реактивите се продават отделно.

Задължителни аксесоари

- Потенциометричен титратор, серия Titralab AT1000, 2 бюрети, 2 помпи (Item AT1222.98)