



Реактиви на Chemkey за пероцетна киселина (25 бр. в кутия)

Продукт №: 8635200
BGN Цена: Свържете се с нас
Доставка до 2 седмици

Chemkey за пероцетна киселина, диапазон 0,04 - 50,0 mg/L PAA. За преносим паралелен анализатор (PPA) SL1000.

Спецификации

Измерване, диапазон:	0,04 - 50,0 mg/L PAA
Инструмент:	SL1000
Какво има в кутията:	25 бр. Chemkey
Метод, номер:	10297
Обем / опаковка, размер:	кутия/25 бр.
Параметър:	Пероцетна киселина
Платформа:	Chemkeys

Какво има в кутията

25 бр. Chemkey