



Be Right™



Джобен колориметър DR300, хлор, свободен + общ, с кутия

Продукт №:

LPV445.99.00110

BGN Цена:

Свържете се с нас

Налично

Следващото поколение в преносимите уреди

Намалява проблемите при събирането на данни, премахва грешките при записването и осигурява по-добра проследяемост на съответствието.

DR300 поддържа традиционната надеждност на джобния колориметър, като в същото време осигурява модерна възможност за пренасяне на данни и за свързване с Clarios*.

Основни предимства:

- Преносим фотометър за един параметър за работа при всякакви условия
- Работа с батерии за максимално 5000 теста
- Здрава водоустойчива конструкция (IP67)
- Опростен интуитивен дизайн

Доставя се със:

- Специално здраво куфарче за пренасяне (4660200)
- Включени батерии
- Клетки за проби (2427606)
- Ръководство

Моля, обърнете внимание, че реактивите не са включени в комплекта и трябва да бъдат закупени отделно.

*Възможност за свързване с Clarios в момента има само в САЩ, Канада и ЕС.

Надеждно

От 1993 г. Hach насам продължава да предоставя първокласни химични материали и колориметрични уреди, осигурявайки надеждни и точни измервания.

Опростени

Опростената, интуитивна работа намалява потенциалните грешки при ръчната работа, като осигурява точни данни от измерването, на които можете да се доверявате отново и отново. По-голям дисплей с фоново осветление прави отчитането на резултатите от измерванията още по-лесно при всякакви условия.

Издържлив

Здравата водоустойчива (IP67) конструкция ще издържи на всички условия, които можете да срещнете в полеви условия или на пътя (капки, екстремни температури, дъжд и мръсотия).

Спецификации

Region:	ЕС
Абсорбцията:	0 - 2,5 mAbs
Гаранция:	24 месеца
Данни, регистър:	Последните 50 измервания
Детектор:	Силиконов фотодиод
Дисплей: течнокристален (фоново осветление):	LCD с фоново осветление
Дължина на вълната:	528 ± 2 nm
Измерване метод:	DPD
Измерване, диапазон:	0,02 - 2,00 mg/L Cl ₂ ; 0,1 - 8,0 mg/L Cl ₂
Какво има в кутията:	Всеки от джобните колориметри DR300 се получава като готов за работа комплект в специално здраво куфарче за пренасяне (4660200), включително батерии, клетки за проби (2427606) и ръководство. Реактивите трябва да се закупят отделно.
Клетка за проба, съвместимост:	1 cm (10 mL), 25 mm (10 mL)
Лампа-излъчвател:	Светодиод (LED)
Ограждение, клас:	IP67, водоустойчив на 1 м за 30 минути
Параметър:	Хлор, свободен + общ
Пауза:	Четири алкални батерии AAA; приблизителният живот е 5000 теста
Размери (В x Ш x Д):	34 мм x 69 мм x 157 мм
Специална функция:	с кутия
Тегло:	0,25 kg
Условия на работа:	0 - 50°C, при относителна влажност 0 - 90% (некондензираща)
Ширина на спектралната лента:	Филтър с ширина на пропусканата лента 15 nm

Какво има в кутията

Всеки от джобните колориметри DR300 се получава като готов за работа комплект в специално здраво куфарче за пренасяне (4660200), включително батерии, клетки за проби (2427606) и ръководство. Реактивите трябва да се закупят отделно.