



Комплект за проверка на обема на спринцовка AT1000

Продукт №:	LZE228
BGN Цена:	Свържете се с нас
Доставка до 1 седмица	

Комплект за проверка на обема на спринцовка за автоматичен титратор Titralab от серия AT1000

Спецификации

Гаранция:	24 месеца
Какво има в кутията:	Комплектът включва: стойка, двойно затегателно устройство и скоба (LZE231); тръби, връх за пипета, държач за пипета и държач за цилиндъра на спринцовка (LZE230); лиценз за активиране на проверка на спринцовка (LZE229)

Какво има в кутията

Комплектът включва: стойка, двойно затегателно устройство и скоба (LZE231); тръби, връх за пипета, държач за пипета и държач за цилиндъра на спринцовка (LZE230); лиценз за активиране на проверка на спринцовка (LZE229)