



Кюветен тест за активност на анаеробно окисляване на амония, 0 - 1000 mAbs, 25 теста

Продукт №:

LCK411.00

Опасен

BGN Цена:

Свържете се с нас

Налично



Кюветни тестове LCK: минимални количества реактиви, максимална безопасност.

Тестовият комплект LCK411.00 съдържа една кутия LCK411 (оп./25) и една кутия LCW906 (оп./25).

LCK411 изисква допълнителни аксесоари, които трябва да се поръчат отделно: SM10311841 (филтри за задържане на частици с размер 5 - 12 µm, оп./100) и 2187569 (реактив Porphyrine 2, оп./100).

Опционални аксесоари: SM106404 (фунии, оп./24), SM212864457 (колба с дефлектори, оп./1)

Прецизно и надеждно измерени стойности

Максимална безопасност за потребителите благодарение на затворената система и малките количества реактиви

Удобно и безгрешно дозиране на реактивите.

Етикет с баркод за автоматично разпознаване във фотометъра

Спецификации

Бр. тестове:	25
Измерване, диапазон:	0 - 1000 mAbs
Инструмент:	DR3900, DR6000, DR1900
Какво има в кутията:	Комплектът включва:

– Реактиви за 25 теста (LCK411)

– 25 кювети (LCW906)

Необходими аксесоари (необходимо е да се поръчат отделно):

– Филтри за задържане на частици с размер 5 - 12 µm, оп./100 (SM10311841)

– Реактив Porphyrine 2, оп./100 (2187569)

Метод, име:	Фотометрично откриване на хем
Параметър:	Анаеробно окисляване на амония
Платформа:	LCK
Условия на съхранение:	15 - 25 °C

Какво има в кутията

Комплектът включва: – Реактиви за 25 теста (LCK411)– 25 кювети (LCW906)Необходими аксесоари (необходимо е да се поръчат отделно):– Филтри за задържане на частици с размер 5 - 12 µm, оп./100 (SM10311841) – Реактив Porphyrine 2, оп./100 (2187569)

Задължителни аксесоари

- Porphyrin 2 Reagent Powder Pillows, 25 mL, pk/100 (Item 2187569)
- Filters, 70 mm, 5 - 12 µm particle retention, pk/100 (Item SM10311841)