



Стандартен разтвор на ортофосфат 0,2 mg/L PO₄-P

Продукт №:	LCA549
BGN Цена:	Свържете се с нас
Налично	

Стандартен разтвор на ортофосфат с 0,2 mg/L PO₄-P за проверки за качествен контрол с LCK549 кюветен тест за ортофосфат. LCA549 е подходящ и за проверки на качеството с Phosphax sc LR.

Спецификации

Концентрация:	0,2 mg/L PO ₄ -P
Обем / опаковка, размер:	100 mL
Параметър:	Ортофосфат
Условия на съхранение:	15 – 25°C