



Be Right™



Orthophosphate Standard Solution, 50 mg/L PO₄-P, 500 mL

| | |
|------------|-------------------|
| Продукт №: | LCW1058 |
| EUR Цена: | Свържете се с нас |
| Налично | |

Standard Solution for use with the NP6000sc Phosphate Analyser.

Спецификации

| | |
|--------------------------|----------------------------|
| Инструмент: | NP6000sc |
| Концентрация: | 50 mg/L PO ₄ -P |
| Обем / опаковка, размер: | 500 mL |
| Параметър: | Orthophosphate |