



Be Right™



## Orthophosphate Standard Solution, 75 mg/L PO<sub>4</sub>-P, 500 mL

|            |                   |
|------------|-------------------|
| Продукт №: | LCW1059           |
| EUR Цена:  | Свържете се с нас |
| Налично    |                   |

Standard Solution for use with the NP6000sc Phosphate Analyser.

---

### Спецификации

|                          |                            |
|--------------------------|----------------------------|
| Инструмент:              | NP6000sc                   |
| Концентрация:            | 75 mg/L PO <sub>4</sub> -P |
| Обем / опаковка, размер: | 500 mL                     |
| Параметър:               | Orthophosphate             |