



Be Right™



Комплект реактиви за свободен хлор за анализатор на хлор CL17/CL17sc

Продукт №:

2556900-EU

Опасен

EUR Цена:

Свържете се с нас

Налично



Създаден така, че да отговаря на най-строгите стандарти за качество

Комплектът реактиви за свободен хлор се използва с анализатора CL17/CL17sc, както и при обемни методи за анализ. Реактивите на Hach осигуряват гарантирано точни и устойчиви резултати.

Комплектът реактиви за свободен хлор се състои от:

- Една 24-грамова бутилка със съединение DPD
- Една бутилка от 473 mL с индикаторен разтвор за свободен хлор
- Една бутилка от 473 mL с буферен разтвор за свободен хлор

Искате ли да опростите повторното поръчване на реактиви? Попитайте Вашия представител на Hach за нашата удобна и лесна програма за автоматична доставка на реактивите CL17 и комплектите реактиви на Hach.

*Този продукт не е оценен за тестване за хлор и хлорамини в медицински приложения в Съединените щати.

Спецификации

Бр. тестове:	450
Измерване, диапазон:	0,03 - 5,00 mg/L Cl ₂ за CL17, 0,03 - 10,00 mg/L Cl ₂ за CL17sc
Инструмент:	CL17/CL17sc
Какво има в кутията:	Съединение DPD, 24 g Индикаторен разтвор за свободен хлор, 473 mL Буферен разтвор за свободен хлор, 473 mL
Метод, име:	DPD
Метод, номер:	10059
Параметър:	Хлор, свободен
Платформа:	Разтвор

Условия на съхранение:

Дръжте контейнерите плътно затворени на сухо хладно място с добра вентилация.
Предпазвайте от влага.

Какво има в кутията

Съединение DPD, 24 gИндикаторен разтвор за свободен хлор, 473 mLБуферен разтвор за свободен хлор, 473 mL

Задължителни аксесоари

- Защитни ръкавици, размер L, сини, нитрил, без пудра, 50 броя (Item SM743L)