



Be Right™



## PP реактив NitraVer 5 за нитрат, 5 mL, оп./100

Продукт №:

1403599-EU

Опасен

EUR Цена:

Свържете се с нас

Налично



Прахообразен реактив в запечатани опаковки за определяне на азот-нитрат до 50 mg/l NO<sub>3</sub>-N.

За определяне на нитрати с висок диапазон чрез метода за редукция на кадмий с NitraVer 5. Диапазон: до 50 mg/L като нитрат-N. Размер на пробата: 5 mL. Опаковка от 100 капсули с прахообразен реактив.

### Спецификации

Измерване, диапазон:	5 mL
Метод, име:	Редукция на кадмий
Обем / опаковка, размер:	100 /пак.
Платформа:	Прахови вложки

### Задължителни аксесоари

- Защитни ръкавици, размер L, сини, нитрил, без пудра, 50 броя (Item SM743L)