



Be Right™



## Chlorine, free; colour disc test kit, model CN-66F (pk/100)

Продукт №:

223102-EU

Опасен

EUR Цена:

Свържете се с нас

Не е показана дата на доставка



Measuring range 0.1 - 3.4 mg/L Cl<sub>2</sub>

### Спецификации

Parameter:	Chlorine Free
Smallest increment:	0.2
Бележка под линия:	*mg/L unless otherwise noted, ppb = µg/L, ppm = mg/L.; gpg = grains per gallon; 1 gpg = 17.1 mg/L or 17.1 ppm.
Бр. тестове:	100
Вид на корпуса:	B
Измерване, диапазон:	Single Range
Метод, име:	Color disc/DPD
Модел:	CN-66F
Модел на тестов комплект:	CN-66F <sup>2</sup>
Параметър:	Chlorine, low range - As free Cl <sub>2</sub>
Платформа:	Цветен диск
Стандартен обхват на измерване:	0 - 3.4 mg/L Cl <sub>2</sub>