



Ammonia Ionic Strength Adjustor (ISA), Solution, 500 mL

Продукт №:

2824349-EU

Опасен

EUR Цена:

Свържете се с нас

Не е показана дата на доставка



Ionic Strength Adjustor (ISA) for Ammonia determinations by Ion Selective Electrode (ISE) method. Eliminate most interferences. Solution, 500 mL bottle.

Спецификации

Package settings:	Bottle
Концентрация:	ISA
Обем / опаковка, размер:	500 mL
Параметър:	Ammonium