



Стандартен разтвор за цвят, 500 единици Pt Co, оп./16 – ампули от 10 mL Voluette

Продукт №:

141410-EU

Опасен

EUR Цена:

Свържете се с нас

Не е показана дата на доставка



За проверки за точност при определяния на цвят. 500 единици платина-кобалт. Оп./16 – ампули от 10 mL Voluette.

Опростени проверки за точност

Стандартите с ампули Voluette и PourRite са проектирани да работят директно с проверките за точност с добавяния на стандарти в процедурите на Hach и софтуера на фотометъра. Използвайте пипетата TenSette за извършване на прецизни прибавяния на стандарт и проверка на процента на възстановяване, за да потвърдите производителността на аналитичната система.

Свеждане до минимум на отпадъците

Отваряйте нова ампула със стандарт за всяка проверка на точност. Всяка ампула съдържа достатъчно стандарт за един набор от добавяния на стандарт.

Надеждни резултати

Запечатаните ампули предотвратяват инцидентното замърсяване или изпаряване на стандартните разтвори.

Спецификации

Концентрация:	500 единици
Обем / опаковка, размер:	16 x 10 mL ampules
Описание:	Стандарти за цвят
Параметър:	Color
Платформа:	Разтвор