



Комплект буферен разтвор, цветово кодиран, рН 4,01, рН 7,00 и рН 10,01, 500 mL

Продукт №: 2947600-EU
EUR Цена: Свържете се с нас
Налично

Спестете при закупуване на 3 опаковки с буфер за рН!

Стандартен буферен разтвор за рН за калибриране на електрод за рН. Опаковка от 3 цветово кодирани буфера за рН. рН е $\pm 0,02$ рН единици. 500 mL бутилки с рН 4,01, 7,00 и 10,01

33% намаляване на разходите спрямо закупуване на единична бутилка

Спецификации

NIST проследимост:	Да
Package settings:	Бутилка
рН стойност (и):	4,01, 7,00 и 10,01 $\pm 0,02$ рН при 25°C
Кодиран цвят?:	Да
Обем / опаковка, размер:	3 опаковки 500 mL
Описание:	Реагент за калибриране с буфер за рН
Условия на съхранение:	10 – 25°C (защита от светлина)