



Lead reagent set, 5-150 µg/L Pb

Продукт №:

2375000-EU

Опасен

EUR Цена:

Свържете се с нас

Не е показана дата на доставка



Acid soluble Lead in a potable water sample is first concentrated on a Fast Column Extractor. The Lead is then eluted from the Extractor and determined colorimetrically with an indicator.

Спецификации

Shipping Method:	Lead Reagent set
Бр. тестове:	20
Измерване, диапазон:	5 - 150 µg/L Pb
Инструмент:	Вижте Методи/Процедури за инструменти, съвместими с този продукт
Метод, име:	LeadTrak
Метод, номер:	8317
Параметър:	Lead

Задължителни аксесоари

- Защитни ръкавици, размер L, сини, нитрил, без пудра, 50 броя (Item SM743L)